

NTB CLASSIC

MÉTHODE D'ESSAI STANDARD POUR LA CORROSIVITÉ
ESSAI À LA LAME DE CUIVRE
ESSAI À LA LAME D'ARGENT



SPÉCIFICATIONS

Normes

CORROSION LAME DE CUIVRE POUR LES PRODUITS PETROLIERS : ASTM D130, ASTM D4048, ASTM D7095, EN/ISO 2160, DIN 51811, IP154, IP112 et méthodes associées

CORROSION LAME D'ARGENT POUR CARBURANTS AVIATION : IP 227 et ASTM 7671 et méthodes associées

Principales caractéristiques

- Gamme de température de l'ambient à +250°C
- Stabilité de température +/- 0.02°C
- Volume du bain 16 litres

CONDITIONS DE LIVRAISON

Détail de la livraison

Appareil est livré avec :

- Couvercle avec crochet (ref 23006)

Conditions requises pour l'installation :

Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz - 7A

Dimensions : Poids 455x295x440 mm

Poids : 40 kg

Solvant de lavage : Isooctane à fournir localement

23007

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR TOUTES LES MÉTHODES

Accessoire nécessaire pour les tests portant sur les carburants aviation, les essences et les échantillons à haute pression de vapeur

REF 941492 Cylindre d'essai basse pression en acier inoxydable (6 maximum dans le bain 23007)

Accessoire nécessaire pour tests portant sur Gazole, Fioul, Essence moteur, Décapant (Stoddard), Dissolvant, Kérozène, et Huiles lubrifiantes

REF 23008 Support pour tube en verre ref 12780 (maximum 6 dans le bain 23007)

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR CHAQUE MÉTHODE

Accessoires nécessaires pour les lames de cuivre

REF 15115 Lame de cuivre (paquet de 10)
REF 15114 Echelle de couleur ASTM
REF 12780 Tube à essai 25x150 mm (6 maxi)
REF 11499 Thermomètre ASTM 12C*, -20 à +102°C
REF 19008 Tube à essai plat

Accessoires nécessaires pour les lames d'argent

REF 9414851 Lame d'argent à 99,9%
REF 9414931 Echelle de couleur corrosion lame d'argent
REF 12780 Tube à essai 25x150 mm (6 maxi)
REF 11499 Thermomètre ASTM (12C)*, -20 à +102°C
REF 19008 Tube à essai plat

Consommables pour la préparation d'échantillons pour toutes les méthodes

REF 24541 Etau de polissage pour 1 lame
REF 12068 Papier émeri grain 220 (feuille de 230x280 mm)
REF 225051000 Carbure de silicium 150 Mesh (1 kg)
REF 0496300054 Cuvette PP Blanc 180 x 240 mm 1,5 L
REF 29321 Coton hydrophile sachet de 250g
REF 21375 Chronomètre au 1/100ème seconde
REF 14663 Pince brucelle droite à bouts pointus longueur 145 mm
REF 20973 Gants latex non stériles non poudrés taille 8/9 (paquet de 100)
REF 16419 Huile silicone 47V20, bidon de 5 litres (pour travail entre 100°C & 150°C)
REF 60101 Huile silicone 10 cSt, bidon de 20 litres (pour travail entre température ambiante & 100°C)

**Sans certificat, étalonnage sur demande*



CONTACT :
ventes@normalab.com (France)
sales@normalab.com (Export)

Normalab France SAS
76190 Valliquerville - France
Tel. : +33 232.700.100
Fax. : +33 232.704.732

DISTRIBUE PAR