

NVB CLASSIC

MESURE DE LA VISCOSITÉ CINÉMATIQUE
DES LIQUIDES TRANSPARENTS ET OPAQUES



NORMES

ASTM D 445 - D 446 - ISO 3104 & 3105 - IP 71 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode d'essai définit une procédure pour déterminer la viscosité cinématique d'un liquide pétrolier, qu'il soit transparent ou opaque, en évaluant le temps nécessaire pour que le liquide s'écoule sous l'effet de la gravité, à travers un viscosimètre en verre calibré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme de température : de l'ambient à +230°C
- Stabilité : $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$
- 7 positions avec couvercles
- Capacité : 40 litres
- Ouverture : 260 x 240 mm

LIVRAISON

23207 | Le NVB Classic est livré avec :

- 1 serpentin de refroidissement (pour travailler en dessous de 40°C)
- 1 drain

Pré-requis :

- Alimentation électrique : AC 230V-50~60Hz
- Dimensions : 350 x 590 x 585 mm
- Poids : 41 kg
- Fluide : 40L d'eau ou d'huile silicone en fonction de la température de travail

ACCESSOIRES

Accessoires nécessaires

- **REF 10567** : support en inox pour tube Ubbelohde
- **REF 10568** : support en nylon pour viscosimètre Cannon-Fenske «Routine & Reverse flow»

OU

- **REF 1785200002** : support pour tube Ubbelohde
- **REF 1785200003** : support pour tube viscosimétrique Cannon-Fenske Routine
- **REF 1785200004** : support pour tube viscosimétrique Cannon-Fenske Routine flow
Tubes viscosimètres (liste sur demande)

Accessoires optionnels

- **REF 23214** : plaque avec 8 trous et couvercles + 1 trou thermomètre 12mm
- **REF 24587** : dispositif d'éclairage pour une meilleure lecture de la viscosité
- **REF 23206** : cryostat (*requis si la température du laboratoire est >30°C*)
- **(REF 60214** : jeu de tuyaux isolés pour cryostat)
- **REF 17433** : bouchons pour tube viscosimétrique en caoutchouc noir (x12)
- Système de chargement/nettoyage (sur demande)
- **REF 41900 : chronotech** (*chronomètre électronique avec calcul automatique de la viscosité*)
 - Ecran tactile
 - 3h d'autonomie
 - 3 chronomètres indépendants
 - Calcul automatique de la viscosité
 - Chronomètre portable avec station de chargement

CONTACT :

vente@normalab.com (France)

sales@normalab.com (export)

Normalab FRANCE SAS

175, rue Claudie HAIGNERE, 76190, Valliquerville

Tel. : +33 232.700.100

Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR