

# MODÈLE NMC 215

## APPAREIL SEMI-AUTOMATIQUE DE RÉSIDU DE CARBONE



### NORME

ASTM D 4530, D 189, ISO 10370, IP 398 et méthodes associées.

### DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode d'essai, équivalente au test de résidus carboniques, couvre la détermination de la quantité de résidus de carbone formée après évaporation et pyrolyse de matériaux pétroliers dans certaines conditions. Elle est destinée à fournir certaines indications de la tendance relative à la formation de coke de telles matières.



**NORMALAB**  
www.normalab.com

# SPÉCIFICATIONS

Le **NMC 215** est un modèle semi automatique qui effectue l'analyse MCRT. Il donne la quantité de résidu carbone formé après évaporation. Le démarrage rapide du test, le contrôle de l'azote et de la température sont automatiques et conformes à la méthode.

## Principales caractéristiques

- Fonctionne automatiquement sous atmosphère contrôlée par contrôleur programmé
- Température d'essai maximale : 550 ° C
- Résolution de température de mesure : 1 ° C
- Cycle de température automatique
- Plage de résidus de carbone de 0,1% à 30,0% (m/m)
- Réglage automatique de débit d'azote

## Sécurité

- Contrôle rapide du débit d'azote sur la face avant
- Débitmètre

## Convivialité d'utilisation

- Configuration très facile
- Rampe de température précise et automatique et contrôle du débit de gaz
- Capacité de 12 échantillons
- Calibré pour le taux de température précis

# CONDITIONS DE LIVRAISON

## Modèle semi-automatique pour la détermination de résidu carbone

**941690**

### Détails de la livraison :

**NMC 215** est livré prêt à l'emploi avec :

- 12 vials de 2 ml (Ref 41001)
- Support pour 12 vials de 2ml (Ref 41005)
- Câble de nettoyage (Ref 41045)
- Crochet pour la manipulation du couvercle (Ref 41008)
- Raccordement au gaz nécessaire

### Conditions requises pour l'installation :

- Alimentation électrique : 230 V - 50/60 Hz - 1500W
- Dimensions : (L) 250 x (P) 300 x (H) 600 mm
- Poids : 19 kg

Filtration à l'air et pureté de l'azote 99,998% : 2,5 bar



## CONTACT :

[vente@normalab.com](mailto:vente@normalab.com) (France)  
[sales@normalab.com](mailto:sales@normalab.com) (Export)

Normalab FRANCE SAS  
ZA Caux Multipôles 1 - 76190 Valliquerville  
Tel. : +33 232.700.100  
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR