

NPI 442

DÉTERMINATION DE LA STABILITÉ A L'OXYDATION DE L'ESSENCE (MÉTHODE À LA PÉRIODE D'INDUCTION)



NORMES

ASTM D 525, D 873, IP 40, IP 138, ISO 7536 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode d'essai couvre la détermination de la stabilité de l'essence sous forme finie uniquement, dans des conditions d'oxydation accélérée. La période d'induction peut être utilisée comme une indication de la tendance d'une essence à former des gommages pendant le stockage. Il est cependant reconnu que la corrélation entre les résultats de l'essai et la formation de gommages pendant le stockage peut varier de façon importante en fonction des conditions de stockage et suivant les différentes essences.

SPECIFICATIONS

Le NPI 442, version bain sec, offre un écran graphique avec un logiciel convivial. Il peut enregistrer les 200 derniers résultats. La plage de température va de la température ambiante à 120 ° C. L'appareil couvre les normes ASTM D 525 et D 873.

Principales caractéristiques

- 4 positions
- **Plage de température d'essai : ambiante à 120°C**
- Test informatisé et entièrement automatisé
- **Mesure de pression directe dans le récipient**
- Raccord rapide

Logiciel

- Possibilité de surveiller le test jusqu'à 96 heures
- Stockage de données : 200 résultats
- Impression du résultat du test et du graphique
- Méthode des résidus potentiels intégrée

Accessoires

- REF 40930 **NPC 210** Poste de chargement et de décompression en toute sécurité avec écran de protection.



Prêt à être connecté à la terre
Poids: 30 kg
Dimensions: 500 x 365 x 800mm

- REF 513513 Récipient d'essai en verre avec couvercle
- REF 40903/1 Cylindre d'essai acier inoxydable, équipé d'un disque de rupture



CONDITIONS DE LIVRAISON

40925

Détail de la livraison :

Le NPI 442 est livré avec :

- 4 capteurs de pression (Réf 40914)

Les accessoires sont à commander séparément suivant votre application.

Conditions requises pour l'installation :

- Alimentation électrique : AC 230 V, 50 Hz - 10 A
- Dimensions : 570x 630x 640 mm
- Poids : 40 kg

Pureté extra-sèche de 99,6% d'oxygène

Réactifs: gomme de solvant (mélange de toluène et d'acétone à 99%)

 **NORMALAB**
www.normalab.com

CONTACT :
vente@normalab.com (France)
sales@normalab.com (hors France)

Normalab FRANCE SAS
ZA Caux Multipôles 1 - 76190 Valliquerville
Tel. : +33 232.700.100
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR