

NCL 120

POINT D'ÉCLAIR EN COUPE OUVERTE CLEVELAND MANUEL



NORMES

ASTM D 92, IP 36, ISO 2592 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode d'essai couvre la détermination en coupe ouverte du point d'éclair et de feu des produits pétroliers à l'exception des huiles de carburants et des produits dont le point d'éclair déterminé suivant cette méthode est inférieur à 79°C.



NORMALAB

www.normalab.com

SPECIFICATIONS

Le NCL 120 permet de déterminer le point d'éclair et de feu. L'instrument est équipé d'une régulation de la puissance de chauffe sur le panneau avant. La flamme pilote et de test est réglable via un interrupteur.

Principales caractéristiques

- Température jusqu'à 400°C
- Régulation électronique
- Contrôle manuel de la puissance de chauffe
- Contrôle de la température par thermomètre normalisé
- Flamme Gaz

Sécurité

- Sécurité température haute

CONDITIONS DE LIVRAISON

942611

Détail de la livraison :

NCL 120 est livré prêt à l'emploi avec :

- Coupe (Réf 941613)
- 1 thermomètre ASTM 11C (Réf 11498)*
- 1 plaque isolante (Réf 941615)*

**Sans certificat, sur demande.*

Conditions requises pour l'installation :

- Alimentation électrique : 30 V, 50/60 Hz, 1000W
- Dimensions : (L) 350 x (l) 250 x (H) 400 mm
- Poids : 7 kg

Pression : Propane/Butane - 50 mbars



CONTACT :

vente@normalab.com (France)

sales@normalab.com (hors France)

Normalab FRANCE SAS
ZA Caux Multipôles 1 - 76190 Valliquerville
Tel. : +33 232.700.100
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR