

NPM 131

PENSKY-MARTENS POINT D'ÉCLAIR MANUEL



NORMES

ASTM D 93, IP 34, ISO 2719, NF M07019, DIN 51758, GBT 261, JIS K 2265-3 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Ces méthodes d'essai couvrent la détermination du point d'éclair des produits pétroliers dans la gamme de température de 40 à 370°C par un appareil à coupelle fermée Pensky-Martens manuel ou automatisé. La procédure A est applicable aux carburants distillés, aux huiles lubrifiantes et autres liquides pétroliers homogènes. La procédure B est applicable aux fuel-oils résiduels, aux résidus de cutback, aux huiles lubrifiantes usagées, aux mélanges de liquides pétroliers.



NORMALAB

www.normalab.com

SPECIFICATIONS

Le NPM 131 offre le chauffage électrique, l'agitation automatique et le contrôle facile de la flamme. Le NPM 131 effectue la méthode A ou B.

Principales caractéristiques

- Chauffage électrique
- **Rampe de montée en température manuelle**
- Agitation avec vitesse de rotation en accord avec la méthode spécifiée
- Gamme de température de l'ambient à +370°C
- Mesure de la température par thermomètre ASTM
- Refroidissement par air comprimé
- Présentation gaz manuelle

Sécurité

- Thermostat de température

Convivialité d'utilisation

- Détection visuelle du point d'éclair

CONDITIONS DE LIVRAISON

942616

Détail de la livraison :

NPM 131 est livré prêt à l'emploi avec :

- Coupe (Réf 9411930)
- Couvercle (Réf 9411931)
- Thermomètre ASTM 9C (Réf 11496)*
- Thermomètre ASTM 10C (Réf 11497)*
- Flexible d'agitation (Réf 942699)

Conditions requises pour l'installation :

- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz, 1200 W
- Dimensions : (L) 420 x (D) 260 x (H) 320 mm
- Poids : 8,5 kg



CONTACT :

vente@normalab.com (France)
sales@normalab.com (hors France)

NORMALAB France SAS
76190 Valliquerville - FRANCE
Tel. : +33 232.700.100
Fax : +33 232.704.732

DISTRIBUÉ PAR