

NAB 110

POINT D'ÉCLAIR ABEL MANUEL EN COUPE FERMÉE

SPÉCIFICATIONS

Normes

IP 170, ISO 13736 et méthodes associées

Accessoires

- REF 941143** Régulateur d'énergie (220 V)
REF 40012 Liquide de refroidissement
REF 21229 Thermomètre IP 2C, gamme - 80 à + 20°C pour température basse *
REF 941597 Machine à neige carbonique (*une bouteille de CO2 avec plongeur est nécessaire*)



CONDITIONS DE LIVRAISON

Détail de la livraison

941601 Appareil est livré avec :

- 1 Coupe REF 941604
- 1 Couvercle avec agitateur manuel REF 9416041
- 1 Thermomètre IP (74 C) REF 21227 *
- 1 Thermomètre IP (75 C) REF 21228 *
- 1 Thermomètre ASTM (6C) REF 21228 *

Conditions requises pour l'installation :

Alimentation électrique : AC 230V, 50 Hz, 2A,
Dimensions : 250x280x420 mm
Poids : 7 kg
Butane/propane (qualité gaz de ville) : 50 mbar
Fluide : 2 litres de mélange eau/glycol 50/50 pour bain marie

**Sans certificat, étalonnage sur demande*

 **NORMALAB**
www.normalab.com

CONTACT :
ventes@normalab.com (France)
sales@normalab.com (Export)

Normalab France SAS
76190 Valliquerville - France
Tel. : +33 232.700.100
Fax. : +33 232.704.732

DISTRIBUE PAR