

BAIN HOUILLON MANUEL



NORMES

En corrélation avec l'ASTM D 7279, D 2270 et méthodes associées.

DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode d'essai couvre la mesure de la viscosité cinématique des liquides transparents et opaques, tels que les huiles de base, les huiles formulées, le gazole, le biodiesel, les mélanges de biodiesel, les huiles combustibles résiduelles, les carburants marins et les huiles lubrifiantes usagées, à l'aide d'un viscosimètre Houillon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme de température : 30°C à 100°C
- Jusqu'à 4 tubes simultanément
- Cuve de 10 L
- Indexeur pour faciliter la mise en place des tubes
- Ejecteurs pour remplacer un tube sans vider le bain
- Pieds ajustables avec niveau à bulle intégré
- Eclairage LED basse tension
- Répartiteur pour raccordement d'une pompe à vide
- Bac de rétention intégré
- Emplacement pour thermomètre de contrôle

SÉCURITÉ

- L'éclairage LED basse tension garantit un haut niveau de sécurité en cas de projection de fluide
- Appareil équipé de **dispositifs de protection intégrés : sécurité de niveau, protection contre la surchauffe (arrêt automatique)**

OPTIONS

- Sonde de température numérique
- Huile silicone
- Micro-pipette
- Kit pour pompe à vide

LIVRAISON

13860 Le bain Houillon manuel est livré avec :

- Tête thermostatique
- 4 éjecteurs
- Câble d'alimentation
- Cuve de 10L

Les tubes Houillon ne sont pas fournis avec l'appareil, ils sont à commander séparément

Commandez vos tubes directement
via notre catalogue verrerie
(tubes houillon p.23)



Pré-requis

- Alimentation : 230V (±10%) - 50/60Hz - 10 A
- Dimensions (mm): 270 (L) x 270 (P) x 909 (H)
- Poids : 8 kg (poids à vide)
- Deux prises électriques sont nécessaires pour brancher l'appareil

Normalab

CONTACT : sales@normalab.com

Normalab FRANCE SAS
175, rue Claudie HAIGNERE
76190, Valliquerville
Tel. : +33 232.700.100
Fax : +33 232.704.732

Suivez-nous sur
LinkedIn



Découvrez notre
site internet

